

Creați-vă propriul univers  
cu **Initial** de la **GC.**

Sistem ceramic complet pentru orice indicație



Calitate  
ridicată  
de fiecare dată,  
estetică ușor de  
reprodus și mod de  
lucru economic:

**Initial IQ - One Body,  
Layering-over-Metal**

[www.gcinitial.gceurope.com](http://www.gcinitial.gceurope.com)

GC EUROPE N.V.  
Head Office  
Tel. +32.16.74.10.00  
[info@gceurope.com](mailto:info@gceurope.com)  
[www.gceurope.com](http://www.gceurope.com)

GC EUROPE N.V.  
GC EEO - Romania  
Tel. +40.21.315.93.15  
[romania@gceurope.com](mailto:romania@gceurope.com)  
[www.eeo.gceurope.com](http://www.eeo.gceurope.com)

**GC**



Noul concept GC Initial IQ - One Body, Layering-over-Metal oferă tehnicienilor dentari posibilitatea de a obține simplu și economic reproducerea nuanțelor Vita® standard prin aplicarea unui singur strat. **Secretul: 4 noi materiale de bază pentru dentină, care se pot combina cu pastele de machiaj tridimensionale.**

#### Doar 4 ceramici pentru toate cele 16 nuanțe standard!

Conceptul GC Initial IQ - One Body, Layering-over-Metal, oferă pentru prima dată posibilitatea creării de coroane și punți cu o estetică impresionantă în cele 16 nuanțe clasice Vita® cu doar 4 materiale metalo-ceramice nou concepute. Punctul forte al sistemului constă în faptul că la început atenția trebuie să fie concentrată asupra formei și funcționalității restaurării protetice. După ardere, profunzimea impresionantă a culorii și transluțența sunt obținute cu ajutorul principiului "picturii prin numere" realizat cu cele 7 paste exclusive de machiaj tridimensionale **GC Initial IQ - POM-Lustre Pastes**.

#### Potențial scăzut de eroare - costuri scăzute de producție

Noul sistem metalo-ceramic feldspatic îmbunătățit cu leucite impresionează nu numai prin ușurința în utilizare, estetică și potențialul scăzut de eroare, dar și prin proprietățile fizice: de exemplu, contracția scăzută la priză și omogenitatea excelentă cu rezistență ridicată la flexie și stabilitate garantată a arderii care permit ca forma, funcționalitatea și intensitatea culorii restaurării protetice să se mențină în parametri dorțiți.

#### Rafinament tehnic - combinare perfectă

La un CTE de 13.8 sau 14.9, cele 4 materiale de bază pentru dentină cu fuziune ridicată pot fi utilizate cu toate tipurile de aliaje convenționale, indiferent dacă acestea conțin argint, prezintă un conținut redus de aur sau sunt realizate din materiale neprețioase. În același timp sunt compatibile cu toate materialele ceramice, de machiaj și cele pentru efecte speciale, precum și cu opacele pastă sau pulbere din gama **GC Initial MC** - pentru accente individuale sau corecții estetice ale culorii.

**GC Initial IQ - One Body, Layering-over-Metal**, noul mod de obținere a unei calități uniforme și reproductibile constant într-un timp foarte scurt. În același timp sistemul poate fi folosit și ca modul introductiv pentru gama de fațetări ceramice GC Initial.



Schelet metalic



Schelet metalic mascat perfect cu Opac Pastă MC



Aplicare cu conturare totală a Pulberii de Bază pentru dentină



Rezultatul după o singură ardere



Aplicare Lustre Paste Neutral



Aplicare Lustre Paste Body Shade



Restaurare protetică finală după o singură ardere

#### GC Initial IQ - POM Set Lustre Pastes

Conținut:  
1 x Pastă Neutral,  
4 x Nuanțe de dentină,  
7 x Nuanțe speciale de smalt,  
Lichid diluant, godeu,  
2 pensule, IFU & DVD



#### GC Initial IQ - One Body, Set Layering-over-Metal

Conținut:  
4 x Nuanțe de bază pentru dentină,  
5 x Opac Pastă MC,  
Lichid pentru modelare,  
Plasă de sticlă și 1 pensulă

# GC